


4-4 內標法(internal standards)操析




- 內標法 (internal standard) 是以一種不同於分析物的化合物 定量的加入未知樣品中,藉由比較所測得的分析物訊號與內標物訊號來求得分析物的含量。
- 標準添加法中,添加的標準品與分析物相同;內標法中, 內標物與分析物不同。





4-4 内標法(圖、公式說明)








4-4 內標法(圖、公式說明)








4-4 內標法(internal standards)




範例 4〉使用內標法

在一個層析實驗中,某溶液包含了 0.0837~M 的 X 與 0.0666~M 的 S,兩者的波峰面積分別為 $A_X = 423~$ 與 $A_S = 347$ (由儀器的電腦 顯示)。現在要分析一瓶未知樣品,加入 10.0~mL,0.146~M 的 S 到 10.0~mL 的樣品中,然後將混合液倒入 25.0~mL 的量瓶中稀釋成 25.0~mL 溶液。這瓶混合溶液的層析圖如圖 4-8,分析物與內標物的 面積分別為 $A_X = 553~$ 與 $A_S = 582$ 。請求出未知樣品中 X 的濃度。










$$\frac{Ax}{IXJ} = \frac{\ddot{H}}{H} \frac{As}{(SJ)}$$



$$\Rightarrow \frac{553}{[X]} = (0.970) \frac{582}{0.0584} \Rightarrow [X] = 0.0572M_{\#}$$

$$A_{x} = \pm \pm 3$$

$$A_{x} = \pm \pm 3$$

$$S_{y} = \pm 4$$

$$A_{x} = \pm \pm 3$$

$$S_{y} = \pm 4$$

$$A_{x} = 4$$

$$A_{x} = 4$$

$$A_{x} = 4$$



第四章習題



4-16

標準添加法:以電化學方式測定 50.0 mL 檸檬汁中的維生素 C 含量,所測得的訊號為 $2.02 \, \mu A$ 。加入 $1.00 \, \text{mL}$, $29.4 \, \text{mM}$ 的維生素 C 後,訊號增加到 $3.79 \, \mu A$ 。請求出果汁中維生素 C 的含量。

4-22

內標法:一混合溶液中含有 12.8 μ M 的分析物 (X) 與 44.4 μ M 內標物 (S),在層析圖上兩者的波峰面積分別為 306 (X) 與 511 (S)。第二瓶溶液含有未知量的 X 與 55.5 μ M 的 S,兩者的波峰面積分別為 251 (X) 與 563 (S)。請求出第二瓶中的 [X]。

4-24

內標法:當 1.06 mmol 的 1-戊醇與 1.53 mmol 的 1-己醇以氣相層析儀分離時,兩者的波峰面積分別為 922 與 1570。當 0.57 mmol 戊醇加到含己醇的待測樣品時,兩者在層析圖上的波峰面積比值為 843:816 (戊醇:己醇)。請問待測樣品中己醇的含量為多少?